



Standardlösung, Natriumchlorid, 85,47 mg/L (180 µS/cm), 1 L

Artikel-Nr.: 2307553

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

Für die Standardisierung und Genauigkeitsprüfung bei Leitfähigkeitsmessungen

Technische Daten

Bemerkungen:	Observed shelf life after opening, following recommended storage and use: 3 months
Beschreibung:	Conductivity calibration solution
Chemische Formel:	NaCl
Gebindeeinstellungen:	Bottle
Konzentration:	180 µS/cm at 25°C ±10 µS/cm at 25°C
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (protect from light)
Parameter:	Conductivity
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	1000 mL