



Be Right™



Kindersichere Kappe, für Flasche 23184-06, 6 Stück

Artikel-Nr.: 2323006

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Fassungsvermögen: 118 mL. Längliche Polyethylen-Aufbewahrungsflasche mit Verschlusskappe. Optionale kindersichere Kappe und Tropfenzähler aus Glas separat erhältlich.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 6 /Packung