



Probenahme-Flasche, Polycarbonat, 500 mL, 4 St.

Artikel-Nr.: 2324539
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Die transparente Polycarbonat-Flasche mit Kappe hat einen weiten Hals (3,8 cm Durchmesser) für einfaches Befüllen und ein quadratisches Design für maximale Platzausnutzung. Autoklavierbar, da die Skala eingegossen ist (Schraubgewinde beim Autoklavieren nicht verschließen)

Technische Daten

Body Material:	Polycarbonate
Kapazität:	500 mL
Volumen / Packungsgröße:	4 /Packung