



**Be Right™**



## **Flasche, Probenahme, Polycarbonat, 500 mL, 24 Stück**

**Artikel-Nr.:** 2324579  
**CHF Preis:** Kontakt  
**Kein Versanddatum angezeigt**

Die transparente Polycarbonat-Flasche mit Kappe hat einen weiten Hals (3,8 cm Durchmesser) für einfaches Befüllen und ein quadratisches Design für maximale Platzausnutzung. Autoklavierbar, da die Skala eingegossen ist (Schraubgewinde beim Autoklavieren nicht verschließen)

---

### **Technische Daten**

Body Material:	Polycarbonat
Kapazität:	500 mL
Volumen / Packungsgröße:	24 St.