



Probenahme-Flasche, Polycarbonat, 1.000 mL, 4 Stück

Artikel-Nr.: 2324663

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Die transparente Polycarbonat-Flasche mit Kappe hat einen weiten Hals (3,8 cm Durchmesser) für einfaches Befüllen und ein quadratisches Design für maximale Platzausnutzung. Autoklavierbar, da die Skala eingegossen ist (Schraubgewinde beim Autoklavieren nicht verschließen)

Technische Daten

Body Material:	Polycarbonat
Kapazität:	1.000 mL
Volumen / Packungsgröße:	4 St.