



Be Right™



## Standard solution, potassium, 100 mg/L as K (NIST), 500 mL

Artikel-Nr.: 2351749  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

### Standardlösungen für ionenselektive Elektroden (ISE), für Laboranalysen

For accuracy checks in potassium determinations

#### Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Es kommt immer darauf an, dass Sie Ihren Messergebnisse vertrauen können. Die Qualität der verwendeten Standardlösungen ist von entscheidender Bedeutung.

#### Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue ISE-Messungen ist, dass die ionenselektive Elektrode gut gepflegt und gewartet wird.

#### Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

---

### Technische Daten

Bemerkungen:	Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 3 Monate
Beschreibung:	Potassium Standard Solution
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Konzentration:	100 mg/L $\pm$ 5 mg/L K <sup>+</sup>
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
Parameter:	Kalium
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL