



Be Right™



Ammonium-Standardlösung, 1.000 mg/L, 1 L

Artikel-Nr.: 2354153

CHF Preis: Kontakt

Verfügbar

Standardlösungen für ionenselektive Elektroden (ISE), für Laboranalysen

ISE-Standardlösung. Ammonium, 1.000 mg/L \pm 20 mg/L NH₃-N. 1 L Flasche

Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt
Grundlegend für genaue ISE-Messungen ist, dass die ionenselektive Elektrode gut gepflegt und gewartet wird.

Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

Technische Daten

Bemerkungen:	Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 3 Monate
Beschreibung:	Ammonium-Standardlösung
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Konzentration:	1.000 mg/L \pm 20 mg/L NH ₃ -N (NIST)
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
Parameter:	Ammonium
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	1 L