




Be Right™



Reagenzglasständer, Polypropylen

Artikel-Nr.: 2407000

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Reagenzglasständer aus Polypropylen. Schwimmt nicht in Wasser und ist autoklavierbar. In einem Stück geformt, problemlos stapelbar. Größe der Reagenzgläser: 20 mm; Anordnung: 4 x 10. Abmessungen: 25 x 10,2 x 8,3 cm. Nalge.

Technische Daten

Spezielles Ausstattungsmerkmal: Gestell, Polypropylen

Volumen / Packungsgröße: 1 1