



Be Right™



Chlor-Reagenziensatz (gesamt), CN-65-Test-Kit

Artikel-Nr.: 2438600

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Zur Bestimmung von Gesamt-Chlor mittels Tropfenzähl-Titration. Austausch-Reagenziensatz für das CN-65-Test-Kit (225401). Der Satz enthält: Amidosulfonsäure-Pulverkissen, Sulfit 1-Reagenz-Pulverkissen und Natriumthiosulfat-Standardlösung für ungefähr 100 Bestimmungen.

Technische Daten

Messbereich: 0.2 - 4 mg/L, 1 - 20 mg/L

Methode: Iodometrische Titration

Spezielles Ausstattungsmerkmal: CH-65 Test Kit