



Reagent set, copper, free & total

Artikel-Nr.: 2439200
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



For determination of free and complexed (chelated) Copper by the Binchoninate method. Range: up to 5.00 mg/L. Set includes: Free Copper Reagent Powder Pillows and Hydrosulfite Power Pillows for 100 tests.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0,04 - 5,00 mg/L Cu
Messgerät:	DR 6000, DR 3900, DR 1900, DR 900, PCII
Methode:	Bicinchoninate
Plattform:	Pulverkissen