



Be Right™



Sulfit-Reagensatz, Bürettentitration

Artikel-Nr.: 2459800
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Zur Bestimmung von Sulfit mittels iodometrischer Bürettentitration. Hach Verfahren 8071. Messbereich: 0 bis über 500 mg/L SO_3^{2-} . Der Reagensatz enthält: Gelöster Sauerstoff 3-Reagenz-Pulverkissen, Kalium-Iodid-Iodat-Standardlösung und Stärke-Indikator-Lösung für ungefähr 100 Bestimmungen.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Messbereich:	0 bis > 500 mg/L SO_3^{2-}
Methode (Nummer):	8071
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Sulfite Reagent set, Buret Titration