



nitrogen-nitrate Reagent Set, LR, 5 mL sample

Artikel-Nr.:

2460800

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



For determination of Nitrogen-Nitrate by the Cadmium Reduction method. Sample Size: 5 mL For visual test kits. Reagent set includes: NitriVer® 3 Powder Pillows and NitraVer® 6 Reagent Powder Pillows for 100 tests.

Technische Daten

Messbereich:	0.01 - 0.50 mg/L NO ₃ --N
Methode:	Cadmium Reduction
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Nitrat Reagenzien-Set, niedriger Messbereich, 5 mL