




Be Right™



Reagenzglas, Ständer, Polyethylen, 25 mm (Außen-Ø), 24 Löcher

Artikel-Nr.: 2497903

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Ständer mit 20 bis 90 Plätzen besteht aus einer speziellen Polypropylen-Mischung, die in Wasser versinkt. Dies gewährleistet, dass die Ständer beim Eintauchen nicht schwimmen. Autoklavierbar. Stapelbar und autoklavierbar. Gesamtabmessungen: 24,6 x 10,7 x 6,4 cm.

Technische Daten

Durchmesser:	25 mm
Küvetten Anordnung:	3 x 8
Küvetten-Einsätze:	24
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils