



Be Right™



## Konditionierungslösung, ISENH3181, 500 mL

Artikel-Nr.: 2541249

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

### Wird als Konditionierungslösung zwischen den Probenahmen verwendet

Konditionierungslösung für die ionensensitive Ammoniumelektrode (ISENH3181), Flasche 500 ml. Konditionierungslösung für die Elektrode zwischen den Messungen.

Die Anwendung zwischen den eigentlichen Messungen stabilisiert den internen pH-Wert und sorgt für schnellere und exakte Ergebnisse.

**Bitte beachten:** Diese Lösung dient **nicht** zur Lagerung der Elektrode über Nacht oder länger! Weitere Informationen finden Sie im Handbuch der Elektrode ISENH3181

---

### Technische Daten

Beschreibung:	ISENH3181
Formula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Lagerung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL

---

### Erforderliches Zubehör

- Ammonium-Standardlösung, 1.000 mg/L, 1 L (Item 2354153)