



Be Right™



Probenbehälter, 120 mL, 250 Stück

Artikel-Nr.: 2552212
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Kunststoff, auslaufsicher. Corning Snap-Seal ist ein nicht steriler, auslaufsicherer Behälter mit integrierter Kappe für den mobilen Einsatz zur Probenahme von Wasser, Boden und Schlamm. Die Verriegelung verhindert versehentliches Öffnen der Probe; durch den innovativen Verschlussmechanismus des Behälters kann die Probe nicht auslaufen.

Technische Daten

Durchmesser: (ca.) 45 mm
Kapazität: 120 mL
Volumen / Packungsgröße: 250 /Packung