



Be Right™



Probenbehälter, 240 mL

Artikel-Nr.: 2552411
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Kunststoff, auslaufsicher. Corning Snap-Seal ist ein nicht steriler, auslaufsicherer Behälter mit integrierter Kappe für den mobilen Einsatz zur Probenahme von Wasser, Boden und Schlamm. Die Verriegelung verhindert versehentliches Öffnen der Probe; durch den einzigartigen Verschlussmechanismus des Behälters kann die Probe nicht auslaufen.

Technische Daten

Durchmesser: (ca.) 80 mm
Kapazität: 240 mL
Volumen / Packungsgröße: 140 /Packung