



Be Right™



Dispenser, Flaschenaufsatz, variables Volumen, digital, 1,0 - 5,0 mL

Artikel-Nr.: 2563137

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Flaschenaufsatz-Dispenser von Wheaton mit variablem Volumen werden direkt auf Reagenzflaschen geschraubt, um Lösungsmengen innerhalb engster Toleranzen zu liefern. Feste Selektorenschritte, werkseitig permanent kalibriert. Hergestellt, um einen inerten Flüssigkeitsweg zu bieten, der Säuren, Basen und organischen Lösungsmitteln standhält. PTFE-Beschichtung verhindert das Blockieren des Kolbens beim Abfüllen von alkalischen Lösungen. Der Spender kann bei 121 °C autoklaviert werden. Flaschenhals-Adapter für 32 mm und 33 mm Größen.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils