



Be Right™



Microfil Trichter und Filter, 100 mL, 0,45 µm, 47 mm, weiß mit Gitter (Millipore)

Artikel-Nr.: 2586300
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Entwickelt, um die Reinigung und Desinfektion von Filtertrichtern zwischen den Anwendungen zu vermeiden. 100 mL Trichter mit Skala (20, 50 und 100 mL), steril und gebrauchsfertig. Der Trichter erzeugt eine auslaufsichere Dichtung, wenn er auf der frei stehenden Microfil Stütze sitzt. Hervorragend geeignet für die Prüfung von allen Arten von Wasserproben aus Kommune oder Industrie. Microfil Trichter werden mit 150-Millipore-Filtern geliefert (weiß; mit Gitter; Zusammensetzung Zellulose und Mischester; Porengröße 0,45 µm; Durchmesser 47 mm; steril; einzeln verpackt). Microfil verfügt über einen integrierten Filter für zusätzlichen Komfort und kann mit einem Standard-Stopfen Nr. 8 an jedem Filterhalter oder Verteiler verwendet werden.

Technische Daten

Durchmesser:	47 mm
Kapazität:	100 mL
Material:	Cellulosemischester
Porengröße:	0,45 µm
Volumen / Packungsgröße:	150