




Be Right™



Reagenzglasständer, ohne Draht

Artikel-Nr.: 2587300

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Der Ständer ohne Draht mit neunzig Positionen verfügt über einen Verriegelungsmechanismus, der „Schwimmer“ in Wasserbädern verhindert und das Dekantieren beschleunigt, indem der gesamte Ständer umgedreht werden kann. Die Ständer aus Polypropylen, das schwerer als Wasser ist, schwimmen bei Eintauchen in unbewegtes Wasser nicht. Autoklavierbar. Nummerierte und mit Buchstaben versehene Reihen (Anordnung von 6 x 15) erleichtern die Identifizierung von Röhren (Durchmesser 10 - 13 mm). Zur Aufbewahrung zusammenklappbar, doch in Sekundenschnelle aufgebaut. Gesamtabmessungen: 24,8 x 10,5 x 7 cm.

Technische Daten

Breite:	4.12 Inches
Länge:	248 mm
Tiefe:	7 cm
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils