



Be Right™



pH Teststreifen, Messbereich 0 - 14 pH, 100 St.

Artikel-Nr.:	2601300
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Einfache, schnelle und wirtschaftliche pH-Messmethode.

Schnelle Beurteilung von pH-Niveaus im Labor oder vor-Ort

Einfach anzuwendender, kostengünstiger Einwegartikel!

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Einheiten:	100 Tests
Kleinste mögliche Schritte:	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Messbereich:	0 - 14 pH Einheiten
Methode (Nummer):	10056
Parameter:	pH
Plattform:	Teststreifen