



Be Right™



Krug, mit Skala, 1.000 mL

Artikel-Nr.: 2612853

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Chemikalienbeständige, bruchsichere Krüge (hohe Form) mit Auslauf und großen Griffen. Metrische Skala ist in die Außenwand jedes Krugs eingeschmolzen. Polypropylen, dampfautoklavierbar bei 121 °C.

Technische Daten

Graduations:	50 mL
Kapazität:	1.000 mL
Tiefe:	167 mm
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils