



**Be Right™**



## Krug, mit Skala, 2.000 mL

Artikel-Nr.: 2612854  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Chemikalienbeständige, bruchsichere Krüge (hohe Form) mit Auslauf und großen Griffen. Metrische Skala ist in die Außenwand jedes Krugs eingeschmolzen. Polypropylen, dampfautoklavierbar bei 121 °C.

---

### Technische Daten

Graduations:	100 mL
Kapazität:	2.000 mL
Tiefe:	205 mm
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils