



Be Right™



Spritzflasche, Diamantwarnung, 500 mL, 6 Stück

Artikel-Nr.: 2613049

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Farbcodierte Spritzflaschen mit weitem Hals bieten eine sichere und eindeutige Identifizierung gängiger Laborlösungen. Standard-Diamantwarnsymbole kennzeichnen die Art der möglichen Gefahr des Inhalts. Flaschen aus Polyethylen mit farbcodierten Schraubverschlüssen aus Polypropylen mit Spritzdüsenaufsatz. Die 6er-Mischpackung beinhaltet jeweils eine Flasche für Wasser, Aceton, Methanol, Isopropanol, Toluol und Ethanol.

Technische Daten

Farbe:	Transparent
Kapazität:	500 mL
Material:	PE-LD
Packungsgröße:	6 pk
Stem:	Blue Cap/Stem
Volumen / Packungsgröße:	6 pk