



Be Right™



Standardlösung, Schwefelsäure, 0,030 N, 1 L

Artikel-Nr.:

2620553

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Zur Bestimmung der Alkalinität mittels Tropfenzähl-Titration

Technische Daten

Konzentration:	0.030 N
Messbereich:	0 - 15 meq/L
Methode (Nummer):	8288 (Säure)
Methode (Nummer) :	8289 (Base)
Plattform:	Lösung
Volumen:	1 L