



Probenflaschen, 120 mL, mit Thiosulfat und Kontrolletikett, 200 St.

Artikel-Nr.: 2634001

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Probenflasche mit Thiosulfat und Kontrolletikett

Sterile Probenflaschen mit Klappdeckel, 120 mL, erfüllen alle EPA-Anforderungen für mikrobiologische Probenahmen. Sammlung, Inkubation und genaue Messung können in der Flasche ohne Transferschritte durchgeführt werden. Erhöhte Fülllinie bei 100 mL. Polypropylen (Bitte beachten: Diese Probenflaschen sind nicht autoklavierbar)

Technische Daten

Durchmesser:	43mm
Kapazität:	120 mL
Länge:	93mm
Packungsgröße:	200 St.
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Sample Vial, with Thiosulfate
Volumen / Packungsgröße:	200 St.