



Thermometer, Enviro-Safe, quecksilberfrei, -10 bis 225 °C

Artikel-Nr.: 2635700

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Die quecksilberfreien Enviro-Safe Thermometer enthalten eine exklusive biologisch abbaubare Flüssigkeit mit Farbstoff. Leicht ablesbar; deutliche Erkennbarkeit aufgrund der dunkelgrünen Flüssigkeit und der dauerhaft eingeschmolzenen Markierungen. Jedes einzelne Thermometer ist gegen entsprechend NIST-Standards rückführbare Geräte kalibriert, für ISO 9000 oder andere Qualitätssysteme identifizierbar anhand einer eindeutigen Seriennummer.

Technische Daten

Länge:	405 mm
Temperaturbereich:	-10 °C bis 225 °C
Thermometer-Einteilung:	1 °C
Thermometer-Flüssigkeit:	Quecksilberfrei
Volumen / Packungsgröße:	1 each