



Be Right™



Thermometer, Enviro-Safe, quecksilberfrei, -20 - 110 °C

Artikel-Nr.: 2635702

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Die quecksilberfreien Enviro-Safe Thermometer enthalten eine exklusive biologisch abbaubare Flüssigkeit mit Farbstoff. Leicht ablesbar; deutliche Erkennbarkeit aufgrund der dunkelgrünen Flüssigkeit und der dauerhaft eingeschmolzenen Markierungen. Jedes einzelne Thermometer ist gegen entsprechend NIST-Standards rückführbare Geräte kalibriert, für ISO 9000 oder andere Qualitätssysteme identifizierbar anhand einer eindeutigen Seriennummer.

Technische Daten

Temperaturbereich: -17,5 °C - 149 °C (0 °F bis 300 °F)

Thermometer-Einteilung: 1 °C

Thermometer-Flüssigkeit: Quecksilberfrei

Volumen / Packungsgröße: 1 each