



Vollpipette, Klasse A, zertifiziert, 10 mL, 6 Stück

Artikel-Nr.:	2636168
CHF Preis:	Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt	

Klasse A Pipetten aus Glas, serialisiert, auf Auslauf kalibriert („To Deliver“). Jede Pipette wird mit einem Identifizierungs- und Fassungsvermögenszertifikat geliefert. Mit einem „A“ beschriftet, um die Einhaltung von ASTM E969 zu kennzeichnen.

Technische Daten

Kapazität:	10 mL
Volumen / Packungsgröße:	6 /Packung