



Zylinder, mit Skala, zertifiziert, 25 mL

Artikel-Nr.: 2636240

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Dieser Klasse-A-zertifizierte Glaszylinder ist gemäß ASTM E542 und E1272 auf Ausguss kalibriert („To Deliver“). Serialisiert und entsprechend NIST-Standards rückführbar (Identifizierungs- und Fassungsvermögenszertifikat beigelegt). Einzelne metrische Skala in

Weiß. Alle Größen ≥ 25 mL werden mit Stoßschutzring geliefert.

Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Höhe:	192 mm
Kapazität:	25 mL
Messmethode:	Auf Ausguss („To Deliver“)
Typ:	Single Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse A