



Be Right™



## Zylinder, mit Skala, 1.000 mL, zertifiziert

Artikel-Nr.: 2636253  
CHF Preis: Kontakt  
Kein Versanddatum angezeigt

Dieser Klasse-A-zertifizierte Glaszylinder ist gemäß ASTM E542 und E1272 auf Ausguss kalibriert („To Deliver“). Serialisiert und entsprechend NIST-Standards rückführbar (Identifizierungs- und Fassungsvermögenszertifikat beigelegt). Einzelne metrische Skala in weiß. Alle Größen  $\geq 25$  mL werden mit Stoßschutzring geliefert.

---

### Technische Daten

Gehäusematerial:	Glas
Höhe:	465 mm
Kapazität:	1000 mL
Messmethode:	Auf Auslauf („To Deliver“)
Typ:	Single Metric
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils
Zertifizierung:	Klasse A