



Be Right™



Messkolben, Klasse A, 1000 mL

Artikel-Nr.: 2636653

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Einzel serialisierter Glaskolben mit Zertifikat der Skalierungsgenauigkeit und NIST-Standard-Rückführbarkeit. Toleranzen der Klasse A erfüllen Anforderungen von ASTM E438 und ASTM E288. Skalenring am Hals des Kolbens. Lieferung mit geschliffenem Glasstopfen. (Ersatzstopfen Artikel-Nr. 2603222 Größe 22).

Technische Daten

Einheiten:	1 each
Gehäusematerial:	Glas Klasse A
Kapazität:	1.000 mL
Zertifizierung:	Ja