



Be Right™



Mangan III Patronen zur Chlor-Entfernung, 25 Stück

Artikel-Nr.: 2661825

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Kartuschen für die Entfernung von Chlor, zur Verwendung mit den Mangan III Küvetten für den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) beim Hach Verfahren 10067. Packung mit 25 Stück.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	25
Methode:	Mangan III Thermostat-Aufschluss
Methode (Nummer):	10067