



Be Right™



Gaswaschflasche, 1200 mL

Artikel-Nr.: 2662200

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Zur Verwendung bei der Ausfällung von Stoffen aus Gas. Im Hach Kaltdampf-Quecksilber-Apparaturset (Art.-Nr. 2674400) zur Durchführung eines Kaltdampf-Quecksilber-Konzentrationsverfahrens – Hach Verfahren 10065 verwendet.

Technische Daten

Body Material:	Glas
Kapazität:	1200 mL
Material:	Borosilikatglas
Package size UOM:	1pk
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils