



Be Right™



Probenküvetten-Set für DR4000, 1 Zoll, quadratisch, Glas, abgestimmt, 4 St.

Artikel-Nr.: 2665904

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

1" Glas, quadratisch, 10 mL & 25 mL Küvette

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 4 Stück

Erforderliches Zubehör

- Stopfen, Neopren, massiv, Größe 1, 12 Stück (Item 1480801)