



Farbscheiben-Test-Kit für Eisen, Modell IR-18C, 0,2 - 7 mg/L

Artikel-Nr.: 2667200
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Hach Farbscheiben bieten eine der präzisesten Methoden mit visuellem Test-Kit und ermöglichen schnelle, präzise Vergleiche. Messbereich: 0,2 - 7 mg/L. Enthält 100 Tests.

Einfaches, schnelles Verfahren mit Farbscheibe

Das robuste Test-Kit enthält alle benötigten Reagenzien und Apparaturen für die Analyse vor Ort

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	0,2
Koffertyp:	B
Messbereich:	High Single Range
Methode:	Farbscheibe/ 1,10-Phenanthrolin
Modell:	IR-18C
Parameter:	Eisen, mittlerer Messbereich - als Fe ²⁺
Plattform:	Color Disc
Test-Kit Modell:	IR-18C
Typ:	Single Metric
Versandgewicht:	1