



Be Right™



Thermometer, quecksilberfrei, 0 - 220 °F und -10 - 110 °C

Artikel-Nr.: 2676200

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Kompakte und robuste quecksilberfreie Thermometer in einer schützenden Nylonhülle. Diese Thermometer sind auf Robustheit ausgelegt und in nahezu allen üblichen Messbereichen erhältlich. Geeignet für alle Anwendungen vor Ort und unterwegs, die ungeschützte Thermometer wahrscheinlich nicht überstehen würden.

Technische Daten

Temperaturbereich: -17,5 °C - 104 °C

Thermometer-Einteilung: 2 °F

Thermometer-Flüssigkeit: Quecksilberfrei

Volumen / Packungsgröße: 1 each