



**Be Right™**



## **Thermometer, zwei Skalen, quecksilberfrei, -10 - 10 °C, 0 - 220 °F**

**Artikel-Nr.: 2676400**

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Kompakte und robuste quecksilberfreie Thermometer in einer schützenden Nylonhülle. Dieses Thermometer ist auf Robustheit ausgelegt. Geeignet für alle Anwendungen vor Ort und unterwegs, die ungeschützte Thermometer wahrscheinlich nicht überstehen würden.

---

### **Technische Daten**

Temperaturbereich:	-10 °C - 110 °C
Thermometer-Einteilung:	1 °C
Thermometer-Flüssigkeit:	Quecksilberfrei
Volumen / Packungsgröße:	1 each