



Öse, zum Beimpfen, Einmalgebrauch, PS 10UL, 10 St.

Artikel-Nr.: 2749125

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Sterile Einweg-Impfösen, verpackt in Ziplock-Beuteln. Polystyrol.

Umfassende Lösungen für Wasseranalysen im Schwimmbadbereich

Hach bietet eine Vielzahl von Medien und Apparaturen an, mit denen Sie sämtlichen Testbedarf z.B. in Schwimmbädern abdecken können.

Umfassende Lösungen für Abwasseranalysen

Bei Hach finden Sie Fertigmedien und praktische Apparaturen für die schnelle und problemlose Untersuchung von Abwasser und Brauchwasser.

Umfassende Lösungen für Trinkwasseranalysen

Egal welche Methode der Kunde für die Untersuchung von Trinkwasserproben wählt – Hach bietet Fertigmedien und praktische Apparaturen für schnelles und einfaches Testen.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 10