



Fülllösung, innen, polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff, 50 mL

Artikel-Nr.: 2759126

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Fülllösung für polarographische Sonden für gelösten Sauerstoff, Kaliumchlorid/Glycerin, 50 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	5130, 5197000
Formula:	KCl und Glycerin
Plattform:	Lösung
Solution Type:	Nachfüllen
Volumen / Packungsgröße:	50 mL