



Be Right™



Test kit atrazine for pocket colorimeter II

Artikel-Nr.: 2763500

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	Bis zu 18
Anzeige:	LCD, backlit
Detektor:	Silicon detector
Gehäuse-Schutzklasse:	IP67 (gilt nicht für das Batteriefach)
Gewährleistung:	2 Jahre
Gewicht:	0,23 kg
Koffertyp:	Q
Konformität:	European CE mark
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Messgerät:	Kit includes PC II
Methode:	Semiquantitative
	Colorimeter Immunoassay
Methode (Nummer):	10050
Parameter:	Atrazine
Probenkammer Pfadlänge:	1 cm 25 mm
Wellenlängen-Genauigkeit:	Fixed wavelength \pm 2 nm varies with model