



Be Right™



Test kit TPH in soil, pocket colorimeter II

Artikel-Nr.: 2775000

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Anzahl Bestimmungen:	Bis zu 18
Anzeige:	LCD, backlit
Detektor:	Silicon detector
Gehäuse-Schutzklasse:	IP67
Gewährleistung:	24 Monate
Gewicht:	0,23 kg
Koffertyp:	Q (2 cases)
Konformität:	European CE mark
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Messbereich:	20, 50, 100, 200 ppm thresholds
Messgerät:	Kit includes PC II
Methode:	Colorimeter/ Immunoassay
Methode (Nummer):	10050
Parameter:	TPH in Soil**
Test-Kit Modell:	Pocket Colorimeter™ II**
Wellenlängen-Genauigkeit:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model