




Be Right™



Vorbereitete Agar-Platten mit m-ColiBlue24, 15 Stück.

Artikel-Nr.: 2805215

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

m-ColiBlue24 Bouillon

m-ColiBlue24 Bouillon, Agar-Platten

Die gebrauchsfertigen Medien von Hach machen Mess-, Misch- und Autoklavierschritte zur Herstellung dehydrierter Medien überflüssig. In 24 Stunden liefert Ihnen die m-ColiBlue24 Bouillon von Hach gleichzeitig Ergebnisse für Gesamtcoliforme und E. coli. Glasampullen (26084-20), Kunststoffampullen (260845-00), 100 mL Flaschen (26084-42) mit m-ColiBlue24 und Agar-Platten (28052-15) bieten eine maximale Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für vorgemessene und vorbereitete Medien. Zählen Sie die Gesamtcoliformen und E. coli auf einer Petrischale. Durchführung von Notfalltests und routinemäßiger Überwachung. Höchste Empfindlichkeit - 1 KBE/100 mL. Die Kolonien sind leicht zu unterscheiden - rot und blau zeigen Gesamtcoliforme an und blau gibt E. coli an. Ermöglichen Sie eine optimale Erholung von gestressten und verletzten Organismen. Minimieren Sie das Wachstum von nicht coliformen Bakterien im Hintergrund. Keine spezielle Ausrüstung und UV-Lampe mehr nötig. Mit der gebrauchsfertigen M-ColiBlue24 Bouillon profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

24-Stunden-Nachweis und Identifizierung

Hach m-ColiBlue24 Bouillon erkennt und identifiziert gleichzeitig sowohl Gesamtcoliforme als auch Escherichia coli (E. coli). Die Inkubationszeit beträgt 24 Stunden für die vollständige Zählung. Es gibt keinen Bestätigungsschritt.

Einfach ablesbar

m-ColiBlue24 macht es einfach, zwischen Coliformen und E. coli zu unterscheiden - E. coli sind blau; andere Coliforme sind rot; Gesamtcoliforme sind die Summe der beiden. So einfach ist das.

Leicht zu interpretieren

Für m-ColiBlue24 sind keine Fluoreszenzlampen oder Farbkomparatoren mehr notwendig – die Interpretation der Ergebnisse erfolgt durch eine einfache, visuelle Identifizierung.

Genauer

Zählen Sie die Testergebnisse direkt mit der m-ColiBlue24 Bouillon. m-ColiBlue24 ist viel genauer und präziser als statistische Tests wie Most Probable Number (MPN) und Multiple Tube Fermentation (MTF).^{1,2,3}

Günstiger

m-ColiBlue24 hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für ein EPA-zugelassenes 24-Stunden-Medium zur Zählung von Gesamtcoliformen und E. coli. Darüber hinaus bietet die Hach Company nicht nur die Gesamtlösung, sondern auch spezielle Rabattpakete für Medien, Petrischalen, Membranen und Filterausstattung.

Technische Daten

Material:	Kunststoff
Media Type:	m-ColiBlue
Volumen / Packungsgröße:	15 /Packung