



Be Right™



Kunststoffampullen R2A, 50 Stück

Artikel-Nr.: 2812350
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Ampullen mit R2A Bouillon; Kunststoff

R2A Kunststoffampullen zum Nachweis von gestressten heterotrophen Bakterien; 50 Stück.

Umfassende Lösungen für Wasseranalysen im Schwimmbadbereich

Hach bietet eine Vielzahl von Medien und Apparaturen an, mit denen Sie sämtlichen

Testbedarf in Freizeiteinrichtungen abdecken können.

Umfassende Lösungen für Abwasseranalysen

Bei Hach finden Sie Fertigmedien und praktische Apparaturen für die schnelle und problemlose Untersuchung von Abwasser und Brauchwasser.

Umfassende Lösungen für Trinkwasseranalysen

Egal welche Methode der Kunde für die Untersuchung von

Trinkwasserproben wählt – Hach bietet Fertigmedien und praktische Apparaturen

für schnelles und einfaches Testen.

Technische Daten

Material:	Kunststoff
Media Type:	R2A
Volumen / Packungsgröße:	50 /Packung