



Be Right™



## Kaliumiodid Swiftest Bulk-Dosierer mit Kaliumiodid-Ersatzampulle

Artikel-Nr.: 2834100  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Gefahrstoffe



Für die Bestimmung von Gesamt-Chlor mit dem amperometrischen Titrator Autocat 9000. Enthält Swiftest Dosierer und Ampulle mit Reagenz für ungefähr 300 Bestimmungen.

### Schnelle, einfache Reagenz-Zugabe

Ideal für die Bestimmung von Gesamt-Chlor bei hohem Arbeitsaufkommen mit dem hochwertigen Kaliumiodid-Pulver von Hach.

### Zum Hinzugeben des Pulvers einfach drücken

Kein Öffnen von Reagenzbehältern, weniger Verpackungsmüll

### Farbcodiert nach Parameter

Zur einfachen Erkennung des Parameters ist der Griff des Swiftest Dosierers farbcodiert.

---

## Technische Daten

Methode: Amperometric Titration  
Plattform: Swiftest

---

## Erforderliches Zubehör

- Kaliumiodid-Ersatzampulle für Swiftest Dosierer (Item 107760)