



Natrium-Standardlösung, 10 mg/L Na, 1 L

Artikel-Nr.:	2835153
CHF Preis:	Kontakt
Verfügbar	

NaCl Standard, 10 mg/L Na, 1 L. Für Polymetron 9240 und 9245 Analysatoren.

Technische Daten

Konzentration:	10 mg/L Na
Lagerbedingungen:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Messgerät:	9245 & 9240
Parameter:	Sodium
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	1 L 1 L