



Be Right™



Flasche, BSB, 300 mL, 24 Stück, serialisiert: 1 - 24

Artikel-Nr.: 2898700
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Der Standard für die BSB-Analyse. Flasche aus Borosilikatglas mit aufgeweitetem Rand und geschliffenem Glasstopfen zur Verhinderung von Lufteinschlüssen und zur Wasserabdichtung. Mattiertes Beschriftungsfeld. Stopfen im Lieferumfang enthalten (Größen 60 und 300 mL). Serien-Flaschen in Siebdruck, fortlaufend

Technische Daten

Body Material:	Glass
Kapazität:	300 mL
Material:	Borosilikatglas
Package size UOM:	24/pk, Serialized: 1 - 24
Volumen / Packungsgröße:	24 /Packung