



Be Right™



## Fluorid-Standardlösung, 1 mg/L, 1 L

Artikel-Nr.: 29153  
CHF Preis: Kontakt  
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

### Standardlösungen für ionenselektive Elektroden (ISE), für Laboranalysen

ISE-Standardlösung. Fluorid, 1,00 mg/L  $\pm$  0,02 mg/L F<sup>-</sup> (NIST). 1 L Flasche

#### Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Es kommt immer darauf an, dass Sie Ihren Messergebnisse vertrauen können. Die Qualität der verwendeten Standardlösungen ist von entscheidender Bedeutung.

#### Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue ISE-Messungen ist, dass die ionenselektive Elektrode gut gepflegt und gewartet wird.

#### Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

---

### Technische Daten

Bemerkungen:	Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 3 Monate
Beschreibung:	Fluorid-Standardlösung
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Konzentration:	1,00 mg/L $\pm$ 0,02 mg/L F <sup>-</sup>
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
Parameter:	Fluorid
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	1 L