



Be Right™



Flasche, Spülen, Nalgene, Enghals, 500 mL, Verschluss/ Steigrohr in Blau, 6 Stück

Artikel-Nr.: 2928202

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Der Polypropylen-Schraubverschluss für die Enghalsflasche und das Steigrohr sind aus einem Stück und sorgen so für eine auslaufsichere Abdichtung. Durch Abschneiden der Spitze kann die ausgespritzte Flüssigkeitsmenge erhöht werden. Fassungsvermögen 500 mL, Hals 28 mm. Für Verschluss/Steigrohr 4 Farben zur Auswahl.

Technische Daten

Farbe:	Klar
Kapazität:	500 mL
Material:	PE-LD
Packungsgröße:	6 pk
Stem:	Blau Verschluss/Steigrohr
Volumen / Packungsgröße:	6 pk