



Be Right™



Probenehmer, Schöpfkelle

Artikel-Nr.: 2929501

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Zur Entnahme von Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Ablaufproben aus Seen, Bächen, Tanks oder Teichen bietet die Wasserprobenschöpfkelle eine große Reichweite für sonst unzugängliche Stellen. Ein 1.000 mL Polypropylen-Krug mit Skala ist an einem Aluminiumrohrgriff montiert. Der 3-teilige Griff besteht aus einem 91 cm langen unteren Abschnitt, einem 112 cm langen Teleskopabschnitt und einem weiteren 91 cm langen oberen Abschnitt. Die Verbindungen erfolgen über Federknöpfe im Abstand von 15 cm zur stufenweisen Einstellung. Die minimale Grifflänge beträgt 91 cm, die maximale Länge 274 cm. Der Griffdurchmesser beträgt 25 mm mit einem Teleskoprohr von 22 mm Durchmesser.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils