



Be Right™



Mikropipette, festes Volumen, 20 μ L

Artikel-Nr.: 2946003

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Die Mikropipette verfügt über einen zweistufigen Kolben-Dispenser, der bei Pipettierverfahren für hohe Genauigkeit und Präzision sorgt und die Abgabe des letzten Tropfens erleichtert. Der einzigartige Spitzenkonus ist sowohl für Mikro- als auch für Ultra-Mikropipettenspitzen geeignet. Jede Mikropipette ist voll autoklavierbar und zur einfachen Erkennung farbcodiert. 1 Pipettenspitze im Lieferumfang. Zusätzliche Pipettenspitzen separat erhältlich.

Technische Daten

Genauigkeit: 0,5 %

Kapazität: 20 μ L

Volumen / Packungsgröße: 1 each